

天  
面艱

## Neuriplège® Activ' Patch

Douleurs musculaires - Courbatures  
PATCHS CHAUFFANTS AUTO-ADHÉSIFS NON MÉDICAMENTEUX  
FORMULE EXCLUSIVE POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DE LA CHALEUR

IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

### MODE D'ACTION

Au contact de l'air, les agents calorifiques (fer, charbon actif, poudre de minéraux exclusive Purge®) de Neuriplège® Activ' Patch vont s'activer et produire naturellement de la chaleur. Cette chaleur thérapeutique **se diffuse en continu pendant 8h<sup>(\*)</sup>** pour **calmer les douleurs, décontracter les muscles et soulager les courbatures**. Sans odeur, confortable grâce à sa texture souple, Neuriplège® Activ' Patch s'adapte à tous vos mouvements. Vous ressentez une agréable sensation de bien-être musculaire et d'apaisement.

### MODE D'EMPLOI

Ouvrir le sachet et exposer le patch à l'air. Il n'est pas nécessaire de le presser ni de le secouer. Une fois sorti de son emballage le patch mettra entre 15 et 30 minutes pour atteindre sa température optimale. Retirer le film transparent de la partie adhésive du patch. Placer la face adhésive du patch sur la peau directement sur la zone douloureuse. Note : pour un meilleur contact avec la peau, appliquer le patch sur une zone sèche, lisse, non humide et nettoyée de toutes substances grasses ou lotions. Une fois retiré, le patch n'adhèrera plus correctement. Une fois que le patch a refroidi ou si vous avez terminé de l'utiliser, retirez-le délicatement de la peau puis jetez-le correctement. Le patch n'est pas recommandé pour les articulations telles que genoux ou coudes car il pourrait ne pas adhérer correctement. Ne pas ouvrir le sachet à l'avance. NE PAS METTRE AU MICRO ONDES.

### CONSERVATION

Conserver dans un endroit frais et sec.  
TENIR HORS DE PORTEE DES JEUNES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

### COMPOSITION

Poudre de fer, eau, charbon actif, vermiculite, sel, polymère super absorbant, poudre de minéraux exclusive Purge®.

### ATTENTION

Ce produit peut causer des irritations cutanées et des brûlures. Des brûlures superficielles telles que des rougeurs ou cloques peuvent survenir lorsqu'un matériel plus chaud que la température du corps est utilisé pendant une longue durée. Il est également possible que des brûlures superficielles apparaissent sans symptômes évidents.

工 程	MAC	寸 法	130 x 100
版 式	オ フ	部 品	本 証 表
O P	川 口	出 力 範 疇	4000-150

文 字	26.02.27 新・訂・再
--------	----------------



14022709243801 KAMI-1bitTiffout-150-rot90

1bit2400ppi,PaperProof ※刷色見本ではありません。  
製版内部用 出力ファイル照合ID  
27-02-2014 09:30:07 activ\_patch\_france\_o K

品名  
フランス向アクティブパッチ能書  
得意先  
オカモト

TJOB\_20140227#092334#TF#activ\_patch\_france\_o.pdf[lp

天  
面艱

## Neuriplège® Activ' Patch

### CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser :  
- Si vous êtes diabétique, si vous avez des problèmes de circulation, si vous souffrez d'arthrite rhumatoïde, ou si vous êtes enceinte.  
- Sur les peaux irritées, les plaies ouvertes ou les rougeurs, éruptions cutanées, les gelures ou les peaux désensibilisées, sur les contusions ou les œdèmes survenus dans les 48 heures.  
- Autour des yeux, du nez, de la bouche ou d'autres muqueuses.  
- Pendant le sommeil.  
- Sur les personnes âgées, les enfants, les nourrissons ou les personnes souffrant d'un handicap physique.

Demander conseil à un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation de ce produit si vous souffrez d'allergies à des médicaments ou des produits cosmétiques. Arrêter immédiatement l'utilisation du patch et demander conseil à un médecin ou un pharmacien si vous observez une sensation d'inconfort, un eczéma, un œdème, des démangeaisons, une sensation d'irritation, de brûlure, une desquamation, des rougeurs ou tout autre changement de votre peau à l'endroit où le patch est appliqué.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les personnes ayant une peau sensible doivent être particulièrement vigilantes concernant le risque possible de brûlures superficielles. Si le patch n'est pas utilisé correctement, des brûlures plus importantes peuvent survenir. (\*) Ne pas utiliser plus de 8 heures dans une journée.

Retirer immédiatement le patch s'il devient trop chaud ou si une irritation survient. Ne pas ingérer.

Ne pas utiliser avec des lotions médicamenteuses, crèmes, gels, pommades, ou en association avec d'autres dispositifs chauffants.

Produit à usage externe uniquement. Ne pas percer le patch. En cas de contact accidentel du contenu avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion accidentelle, rincer la bouche avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.

Ne pas exercer de pression sur le patch en mettant une ceinture ou tout objet autre que les vêtements.

Date de publication de la notice : mai 2014

Distribué par :  
LABORATOIRES GENEVRIER S.A.  
280 Rue de Goa - ZI Les 3 Moulins  
Parc d'activités de Sophia Antipolis  
06901 SOPHIA ANTIPOLIS - France

EC REP  
OKEHO  
49 Rue de L'église  
95630 Mériel  
France

OKAMOTO INDUSTRIES INC.  
1, Nishiyama, Itabashi-cho,  
Ryugasaki, Ibaraki Pref.  
301-0801 JAPAN

CE  
0197



LG 171967 Ed. 1 / 01.14

工 程	MAC	寸 法	130 x 100
版 式	オ フ	部 品	本 証 ウ ラ
O P	五十嵐	出 力 範 疇	4000-150

文 字	26.02.21 新・訂・再
--------	----------------



14022201522501 KAMI-1bitTiffout-150-rot90

1bit2400ppi,PaperProof ※刷色見本ではありません。  
製版内部用 出力ファイル照合ID  
22-02-2014 01:52:35 activ\_patch\_france\_u K

品名  
フランス向アクティブパッチ能書  
得意先  
オカモト

TJOB\_20140222#015001#TF#activ\_patch\_france\_u.pdf[lp

11 MARS 2014

Approuvé par  
M. Caron  
Directrice Qualité